

ONTDEK JOUW MOGELIJKHEDEN


Ergonomisch gevormd rugdeel sluit naadloos aan op de onderrug



Vicair SmartCells voor huidbescherming

OOK ONLINE TE BESTELLEN

Eenvoudig aanpasbare banden omsluiten je lichaam op comfortabele wijze



Blijft bij je tijdens activiteiten

Bescherming van de huid

Extreem lichtgewicht voor optimale mobiliteit

Actief als je bent, kun en/of wil je niet bij elke activiteit je rolstoel gebruiken. De Vicair AllRounder O2 biedt je in die situaties comfort en huidbescherming. Met de aanpasbare banden gesp je de AllRounder O2 eenvoudig vast aan je lichaam, waardoor deze je volgt waar je dan ook mag gaan.

Voel je beschermd en zeker tijdens je sport- en outdooractiviteiten, als je op een normale stoel of een andere harde ondergrond zit, of op de grond aan het spelen bent. Daarna stop je de AllRounder O2 simpelweg in de wasmachine, hangt hem op om te drogen en hij is klaar voor je volgende avontuur. Ervaar de vrijheid en ontdek jouw mogelijkheden!

PRODUCT PERFORMANCE

Huidbescherming / Antidecubitus	▲▲▲▲△
Herverdeling druk	△△△△△
Vermindering schuifkrachten	△△△△△
Microklimaatbeheersing	▲▲▲▲▲
Schok- en trildemping	▲▲▲▲△

Positioneren

Laterale stabiliteit	△△△△△
Frontale stabiliteit	△△△△△
Beperkt onderuit schuiven	△△△△△
Manuele aanpassing mogelijk	△△△△△
Transfer-gemak	△△△△△

Onderhoud & Veiligheid

Duurzaamheid	▲▲▲▲▲
Betrouwbaarheid	▲▲▲▲▲
Functiebehoud bij verkeerd gebruik	△△△△△
Onderhoudsarm	▲▲▲▲△
Hygiëne	▲▲▲▲▲

Functionaliteit & Toepassing

Comfort	▲▲▲▲▲
Laag kussengewicht	▲▲▲▲▲
Beschikbare maten	▲▲▲▲▲
Maximum gebruikersgewicht	▲▲▲▲▲
Lage zithoogte	▲▲▲▲▲
Automatische aanpassing	△△△△△

TE GEBRUIKEN BIJ

Activiteiten buiten de rolstoel | Wanneer je lange tijd op een harde ondergrond zit

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hoogte	n.v.t.
Gemiddeld gewicht	800 gram
Max. gebruikersgewicht	100 kg
Machinewasbaar	60°C

KUSSENMATEN

Small	< 38 cm
Medium	38 – 42,5 cm
Large	43 – 48 cm

Bepalen van de juiste heupbreedte

Terwijl je zit houd je een meetlint horizontaal boven het breedste punt van je bovenbenen, dicht tegen de voorkant van je heupen aan. Volg niet je beencontouren, maar houdt het meetlint recht. Zie figuur 1. Meet van A naar B (of B naar A). Zit je met de maatvoering op de grens van twee maten, kies dan de grotere maat.

figuur 1

