

## VOOR HET BESTE LIGCOMFORT

Dubbele ringen op de 4 matrashoeken voor het losjes bevestigen van het bedlaken. Dit voorkomt het 'hangmateffect'.

36 compartimenten met dynamische SmartCell vulling



Combinatie van tussenlaag en low friction matrashoes om schuifkrachten te minimaliseren en voor optimale immersie



### Optimale herverdeling van druk

### Pijnverlichting

### Uitermate geschikt voor immobiele gebruikers

Pijnverlichting, verminderen van onrust, decubituspreventie. Dit zijn een paar voorbeelden van de directe opluchting die het Vicair Matras 415 biedt.

Het ontwerp zorgt voor optimale drukverdeling, afname van schuifkrachten, optimale immersie en stabiele, maar comfortabele positionering. Zelfs bij decubitus categorie I-IV (klinisch bewezen).

Indien de omstandigheden vragen om een individuele oplossing: in overleg zijn op maat gemaakte maten en vormen verkrijgbaar.

Het Vicair Matras 415 is onderhoudsarm en wordt geleverd met een vloeistofdichte hoës.

Het kan worden gebruikt op elk type bedframe en bedframepositie (bijv. Fowlers positie).

Het matras biedt voldoende steun bij een hartmassage, het gebruik van een crashboard is niet nodig.

De Vicair SmartCell luchtverdeling maakt het Vicair Matras 415 een extreem lichtgewicht en ongemotoriseerd alternatief voor andere luchttechniek matrassen.

### TE GEBRUIKEN BIJ

Decubituswonden (cat. I-IV), Reumatische aandoeningen, brandwonden, terminale patiënten, spasmen, Kyfose, pijnregulering

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hoogte 15 cm

Gemiddeld gewicht 10 kg

Max. gebruikersgewicht 250 kg

### MATTRESS SIZES

■ Standaard

■ Op aanvraag

■ Niet verkrijgbaar

Inch	breedte											
	27	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
CM	68	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
56	140											
72	180											
74	185											
76	190											
78	195											
80	200											
82	205											
84	210											
86	215											
88	220											