




ALS ZITTEN GEEN GEGEVEN IS



Kan het gebied rondom het rectum volledig drukvrij maken
Aanpasbare contactvrije zone
Stabiele positionering

De Vicair Centre Relief 02 is de beste keuze als je het gebied rondom het rectum perineum en het staartbeen volledig drukvrij wilt maken. Door eenvoudigweg SmartCells te verwijderen uit het centrale cirkelvormige compartiment kun je een contactvrije zone creëren. Deze belangrijke eigenschap maakt hét verschil voor personen met (bijvoorbeeld) een diepe lokale decubituswond en rectum/staartbeen problemen. 100% machinewasbaar en ademend, voor optimale hygiëne en perfecte temperatuur- en vochtregulatie.

De Vicair Centre Relief 02 helpt je comfortabel en veilig zitten, zelfs in de meest pijnlijke situaties.

PRODUCT PERFORMANCE

Huidbescherming / Antidecubitus	▲▲▲▲△
Herverdeling druk	▲▲▲▲▲
Vermindering schuifkrachten	▲▲▲▲△
Microklimaatbeheersing	▲▲▲▲▲
Schok- en trildemping	▲▲▲▲▲

Positioneren

Laterale stabiliteit	▲▲▲▲△
Frontale stabiliteit	▲▲▲▲△
Beperkt onderuit schuiven	▲▲▲▲▲
Manuele aanpassing mogelijk	▲▲▲▲▲
Transfer-gemak	▲▲▲▲△

Onderhoud & Veiligheid

Duurzaamheid	▲▲▲▲▲
Betrouwbaarheid	▲▲▲▲▲
Functiebehoud bij verkeerd gebruik	▲▲▲△△
Onderhoudsarm	▲▲▲▲▲
Hygiëne	▲▲▲▲▲

Functionaliteit & Toepassing

Comfort	▲▲▲▲▲
Laag kussengewicht	▲▲▲▲▲
Beschikbare maten	▲▲▲△△
Maximum gebruikersgewicht	▲▲▲▲▲
Lage zithoogte	▲▲▲▲▲
Automatische aanpassing	▲▲▲▲△

TE GEBRUIKEN BIJ

Rectum problemen, staartbeen problemen, diepe lokale drukwonden, na perineale operatie of zware bevalling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hoogte	10 cm
Gemiddeld gewicht	750 gram
Max. gebruikersgewicht	250 kg
Machinewasbaar	60°C

KUSSENMATEN

- Standaard
- Op aanvraag

