

EEN LICHTGEWICHT ONDERSTEUNING VAN DE ZITHOUDING



Nog stabielier door de geïntegreerde schuimbasis

Luchtventielen voor automatische aanpassing aan lichaamsvorm en gewicht

Comfortabel en regenbestendig

De Vicair Liberty Profile is een eenvoudig en comfortabel rolstoelkussen voor incidenteel gebruik. Het biedt een geringe tot gemiddelde mate van lichaamsondersteuning en decubituspreventie. De Vicair Liberty Profile heeft een geïntegreerde schuimbasis, met een halfcirkelvormige uitsparing ter hoogte van de zitknobbels. De SmartCells in het kussen en de vorm van de schuimbasis zorgen samen voor bekkenstabiliteit en veel comfort. Door de toevoeging van een tweede ventiel past het kussen zich nog makkelijker automatisch aan de lichaamsvorm aan. Dit Vicair kussen is ready-for-use, regenbestendig en zeer lichtgewicht.

PRODUCT PERFORMANCE

Huidbescherming / Antidecubitus	▲▲▲▲△
Herverdeling druk	▲▲▲▲△
Vermindering schuifkrachten	▲▲▲▲△
Microklimaatbeheersing	▲▲▲▲△
Schok- en trildemping	▲▲▲▲△

Positioneren	▲▲▲▲△
Laterale stabiliteit	▲▲▲▲△
Frontale stabiliteit	▲▲▲▲△
Beperkt onderuit schuiven	▲▲▲▲△
Manuele aanpassing mogelijk	▲▲▲▲△
Transfer-gemak	▲▲▲▲△

Onderhoud & Veiligheid

Duurzaamheid	▲▲▲▲△
Betrouwbaarheid	▲▲▲▲△
Functiebehoud bij verkeerd gebruik	▲▲▲▲▲
Onderhoudsarm	▲▲▲▲▲
Hygiëne	▲▲▲▲▲

Functionaliteit & Toepassing

Comfort	▲▲▲▲▲
Laag kussengewicht	▲▲▲▲▲
Beschikbare maten	▲▲▲▲△
Maximum gebruikersgewicht	▲▲▲▲▲
Lage zithoogte	▲▲▲▲▲
Automatische aanpassing	▲▲▲▲△

TE GEBRUIKEN BIJ

Osteoartritis/artritis, reuma, spondylitis, pijnverlichting, mobiliteitsproblemen, in een geriatrische omgeving.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hoogte	6 cm
Gemiddeld gewicht	600 gram
Max. gebruikersgewicht	150 kg

KUSSENMATEN

- Standaard
- Niet verkrijgbaar

diepte	Inch	breedte											
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	CM	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
14	35												
15	38												
16	40			■		■							
17	43				■								
18	45			■		■							
19	48												
20	50					■		■					
21	53												
22	55												
23	58												
24	60												