

PERFECT TE GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET DE LIBERTY BACK & ANATOMIC BACK

Klittenband voor kussenbevestiging



Instelbare spanbanden voor aanpassing aan de rugcontouren. Aantal spanbanden hangt af van de Strap back lengte

Eenvoudig en veilig te bevestigen aan de rolstoelbuizen met klittenband over de gehele rughoogte | schroeffixatie voor additionele borging



Dubbele rits aan voorzijde voor bevestiging van additionele laterale ondersteuning

Dubbele rits aan achterzijde voor bevestiging van stabilisatiebalk

- ▲ Eenvoudig te installeren en aan te passen
- ▲ Perfecte positionering en comfort
- ▲ Zeer lichtgewicht

De Vicair Strap back is de perfecte basis voor Vicair rugkussens. Snel geïnstalleerd en in combinatie met het Vicair rugkussen van je keuze, is het een hoogwaardig alternatief voor het standaard rolstoel rugsysteem. De instelbare spanbanden versterken de functie van de Vicair rugkussens, doordat deze extra thoracale stabiliteit en rugkussen positionering bieden.

TE GEBRUIKEN BIJ

Vicair Liberty back, Vicair Anatomic back, Vicair Multifunctional O2 back (in combinatie met de Vicair Back Connector)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. gebruikersgewicht 150 kg