


## EXTREEM GEBRUIKSVRIENDELIJK EN HOOGWAARDIGE HUIDBESCHERMING



**Kleurgecodeerd label**  
Laat snel zien of kussen en hoes dezelfde maat hebben

**Veilig in gebruik in alle richtingen:**  
Boven = onderkant; links = rechts;  
voorkant = achterkant



**4 gelijke compartimenten**

**DECUBITUS BEHANDEL PLAN**

**100% ADEMEND**

**VORM VAST**

**MACHINE WASBAAR**

**READY FOR USE**

- ▲ Hoogwaardige huidbescherming en gelijkmatige herverdeling van druk
- ▲ Extreem makkelijk in gebruik
- ▲ Ondersteunt bekken en bovenbenen voor een stabiele zithouding

De Vicair 4 heeft 4 identieke individuele compartimenten die ontworpen zijn om naar het lichaam te vormen bij druk. Het kussen wordt altijd correct geplaatst, omdat alle kanten zowel de voor- als achterkant kunnen zijn en de boven- en onderkant identiek zijn. Het kussen is ontworpen om een unieke balans te bieden in comfort, het beschermen van de huid en de zittende houding. De vier identieke compartimenten zorgen voor een correcte positionering op het zitvlak. De Vicair 4 kussens en bijbehorende hoezen hebben de unieke eigenschap dat ze van kleurgecodeerde labels zijn voorzien, die gemakkelijk laten zien of het kussen en de hoes dezelfde maat hebben. Dit wordt als een groot voordeel gezien in omgevingen waar veel rolstoelkussens tegelijk in gebruik zijn, zoals zorgcentra.

### BESCHIKBARE HOEZEN

Comfair Cover en Incotec Cover.

### PRODUCT PERFORMANCE

#### Huidbescherming / Antidecubitus

Herverdeling van druk	▲▲▲▲▲
Vermindering schuifkrachten	▲▲▲▲△
Microklimaatbeheersing	▲▲▲▲▲
Schok- en trildemping	▲▲▲▲▲

#### Positioneren

Laterale stabiliteit	▲▲▲▲△
Frontale stabiliteit	▲▲▲▲▲
Beperkt onderuit schuiven	▲▲▲▲▲
Manuele aanpassing mogelijk	N.v.t.
Uithoudingsvermogen verhogen	▲▲▲▲△

#### Onderhoud & Veiligheid

Duurzaamheid	▲▲▲▲▲
Betrouwbaarheid	▲▲▲▲▲
Functiebehoud bij verkeerd gebruik	▲▲▲▲▲
Makkelijk in onderhoud	▲▲▲▲▲
Hygiëne	▲▲▲▲▲

#### Functionaliteit & Toepassing

Comfort	▲▲▲▲▲
Ultra lichtgewicht	▲▲▲▲▲
Gemakkelijke transfers	▲▲▲▲△
Beschikbare maten	▲▲▲▲△
Maximum gebruikersgewicht	▲▲▲▲▲

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dikte	8 cm
Gemiddeld gewicht	800 gram
Max. gebruikersgewicht	250 kg
Machinewasbaar	60°C max.

### KUSSEN MATEN

- Beschikbaar
- Niet beschikbaar

Inch	Breedte					
	CM	40	43	45	48	50
16	40	■				
17	43		■			
18	45			■		
19	48				■	
20	50					■