

## HET BESTE RUGKUSSEN VOOR GEBRUIKERS VAN KANTELBARE EN ELEKTRISCHE ROLSTOELEN



- ▲ Ondersteunt een verscheidenheid aan lichaamsvormen
- ▲ Volgt de anatomie van de menselijke wervelkolom
- ▲ Optimale drukverdeling

Excellente herverdeling van de druk, comfort en ondersteuning maken dit rugkussen ideaal voor gebruik in vele situaties. Het kan worden gebruikt in verschillende soorten ruggsystemen en in kantelrolstoelen met instelbare zitdiepte. Het kussen wordt met klittenband bevestigd aan de ruggschaal. Met de Vicair Back Connector kan de Multifunctional O2 Back ook gebruikt worden in combinatie met een spanbandenrug zoals de Vicair Strap Back. Het kussen is ontworpen om een rechte houding te ondersteunen door extra steun te creëren op het vlak waar de lumbale/thoracale extensie van de wervelkolom plaats vindt. Het kussen past zich automatisch aan de contouren van het lichaam aan. Het kan worden aangepast voor een optimale positionering en/of het regelen van de druk terwijl de gebruiker nog steeds tegen het kussen leunt.

### BESCHIKBARE HOEZEN

Comfair Cover.

### PRODUCT PERFORMANCE

Huidbescherming / Antidecubitus	
Herverdeling van druk	▲▲▲▲▲
Vermindering schuifkrachten	▲▲▲▲△
Microklimaatbeheersing	▲▲▲▲▲
Schok- en trildemping	▲▲▲▲▲
Positioneren	
Laterale stabiliteit	▲▲▲▲△
Frontale stabiliteit	N.v.t.
Beperkt onderuit schuiven	▲▲▲▲▲
Manuele aanpassing mogelijk	▲▲▲▲▲
Uithoudingsvermogen verhogen	▲▲▲▲▲
Onderhoud & Veiligheid	
Duurzaamheid	▲▲▲▲▲
Betrouwbaarheid	▲▲▲▲▲
Functiebehoud bij verkeerd gebruik	▲▲▲▲△
Makkelijk in onderhoud	▲▲▲▲△
Hygiëne	▲▲▲▲▲
Functionaliteit & Toepassing	
Comfort	▲▲▲▲▲
Ultra lichtgewicht	▲▲▲▲△
Gemakkelijke transfers	▲▲▲▲△
Beschikbare maten	▲▲▲▲△
Maximum gebruikersgewicht	▲▲▲▲▲

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte	36-60 cm
Gemiddeld gewicht	975 gram
Max. gebruikersgewicht	150 kg
Machinewasbaar	60°C max.
Verlies van zitdiepte	3 cm

### KUSSEN MATEN

- Standaard
- Op aanvraag

Lengte	Breedte												
	Inch	14½	14¾	16	16½	17	18	18½	19	20	21½	23	24
CM	36	37	40	41	43	45	46	48	50	54	58	60	
14½	36												
15	38												
16	40												
17	43												
18	45												
19	48												
20	50												
20¾	52												
21½	54												
23	58												
24	60												