

ONTDEK JOUW MOGELIJKHEDEN



- ▲ Blijft bij je tijdens activiteiten
- ▲ Huidbescherming buiten de rolstoel
- ▲ Extreem lichtgewicht voor optimale mobiliteit

Het Vicair AllRounder 02 kussen zit met banden vast aan je lichaam. Het biedt een gematigd niveau van huidbescherming voor personen die risico lopen op het ontwikkelen van decubitus.

Dit activiteitenkussen is voor tijdelijk gebruik om comfort en huidbescherming te bieden in situaties buiten de rolstoel. De Vicair AllRounder 02 bestaat uit 5 individuele compartimenten die ontworpen zijn om naar het lichaam te vormen bij druk. Elk compartiment beïnvloedt een specifiek deel van het bekken. De standaard SmartCell vulling van de AllRounder 02 is direct uit de doos klaar voor gebruik en past bij de gebruikers die bijvoorbeeld: op de grond zitten en/of spelen, zeilen, handbiken, de trap op en af gaan, klussen, etc.

PRODUCT PERFORMANCE

Huidbescherming / Antidecubitus

Herverdeling van druk	▲▲▲▲△
Vermindering schuifkrachten	△△△△△
Microklimaatbeheersing	▲▲▲▲△
Schok- en trildemping	▲▲▲▲△

Positionering

Laterale stabiliteit	N.v.t.
Frontale stabiliteit	N.v.t.
Beperkt onderuit schuiven	N.v.t.
Manuele aanpassing mogelijk	N.v.t.
Uithoudingsvermogen verhogen	N.v.t.

Onderhoud & Veiligheid

Duurzaamheid	▲▲▲▲▲
Betrouwbaarheid	▲▲▲▲▲
Functiebehoud bij verkeerd gebruik	▲▲△△△
Makkelijk in onderhoud	▲▲▲▲△
Hygiëne	▲▲▲▲△

Functionaliteit & Toepassing

Comfort	▲▲▲▲▲
Ultra lichtgewicht	▲▲▲▲▲
Gemakkelijke transfers	▲▲▲△△
Beschikbare maten	▲▲▲▲▲
Maximum gebruikersgewicht	▲▲▲▲△

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dikte	N.v.t.
Gemiddeld gewicht	800 gram
Max. gebruikersgewicht	100 kg
Machinewasbaar	60°C max.

KUSSEN MATEN

Small	< 38 cm
Medium	38 – 42,5 cm
Large	43 – 48 cm

Bepalen van de juiste heupbreedte

Terwijl je zit houd je een meetlint horizontaal boven het breedste punt van je boven benen, dicht tegen de voorkant van je heupen aan. Volg niet je beencontouren, maar houdt het meetlint recht. Zie figuur 1. Meet van A naar B (of B naar A). Zit je met de maatvoering op de grens van twee maten, kies dan de grotere maat.

