

VOOR HET BESTE LIGCOMFORT

Dubbele ringen op de 4 matrashoeken voor het losjes bevestigen van het bedlaken. Dit voorkomt het 'hangmateffect'

36 compartimenten met dynamische SmartCell vulling

DECUBITUS
BEHANDEL
PLAN



Combinatie van tussenlaag en low friction matrashoes om schuifkrachten te minimaliseren en voor optimale inzinking



- ▲ Optimale herverdeling van druk
- ▲ Pijnverlichting
- ▲ Uitermate geschikt voor immobiele gebruikers

Pijnverlichting, verminderen van onrust, en bijdrage aan de genezing van decubitus. Dit zijn een paar voorbeelden van de directe opluchting die het Vicair Matras 415 biedt. Het ontwerp zorgt voor optimale drukverdeling, afname van schuifkrachten, optimale inzinking en stabiele, maar comfortabele positionering. Zelfs bij decubitus categorie I-IV (klinisch bewezen). Indien de omstandigheden vragen om een individuele oplossing: in overleg zijn op maat gemaakte maten en vormen verkrijgbaar. Het Vicair Matras 415 is onderhoudsarm en wordt geleverd met een vloeistofdichte hoes. Het kan worden gebruikt op elk type bedframe en bedframepositie (bv. Fowlers positie). Het matras biedt voldoende steun bij een hartmassage, het gebruik van een crashboard is niet nodig. De Vicair SmartCell luchtvervulling maakt het Vicair Matras 415 een extreem lichtgewicht en ongemotoriseerd alternatief voor andere luchttechniek matrassen.

PRODUCT PERFORMANCE

Huidbescherming / Antidecubitus

Herverdeling van druk ▲▲▲▲▲

Vermindering schuifkrachten ▲▲▲▲▲

Microklimaatbeheersing ▲▲▲▲△

Schok- en trildemping ▲▲▲▲▲

Onderhoud & Veiligheid

Duurzaamheid ▲▲▲▲▲

Betrouwbaarheid ▲▲▲▲▲

Functiebehoud bij verkeerd gebruik ▲▲▲▲△

Makkelijk in onderhoud ▲▲▲▲△

Hygiëne ▲▲▲▲△

Functionaliteit & Toepassing

Comfort ▲▲▲▲▲

Ultra lichtgewicht ▲▲▲▲▲

Gemakkelijke transfers ▲▲▲▲△

Beschikbare maten ▲▲▲△△

Maximum gebruikersgewicht ▲▲▲▲△

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dikte 15 cm

Gemiddeld gewicht 10 kg

Max. gebruikersgewicht 250 kg

MATRAS MATEN

■ Standaard

■ Op aanvraag

■ Niet beschikbaar

Inch	Breedte															
	CM	68	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120			
56	140	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
72	180	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
74	185	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
76	190	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
78	195	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
80	200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
82	205	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
84	210	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
86	215	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
88	220	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■