

## EEN LICHTGEWICHT ONDERSTEUNING VAN DE ZITHOUDING, COMFORTABEL EN MAKKELIJK IN GEBRUIK



- ▲ Nog stabielier door de vorm van de geïntegreerde schuimbasis
- ▲ Luchtventielen voor automatische aanpassing aan lichaamsvorm en gewicht
- ▲ Comfortabel en regenbestendig

De Vicair Liberty Profile is een comfortabel en makkelijk in gebruik rolstoelkussen. Het kussen is ontwikkeld voor comfort in combinatie met een laag tot medium level van ondersteuning en decubituspreventie. De Vicair Liberty Profile heeft een halfcirkelvormig geïntegreerde schuimbasis onder de zitbeenknobbels. De combinatie tussen SmartCells en de schuimbasis ondersteunt de stabiliteit van het bekken en biedt een hoog niveau van comfort bij de zitbeenknobbels & staartbeen gebied. Het toegevoegde tweede ventiel zorgt voor een nog eenvoudigere automatische aanpassing aan de lichaamsvorm en gewicht. Dit Vicair kussen is klaar voor gebruik, regenbestendig en licht van gewicht.

### BESCHIKBARE HOEZEN

Air Exchange Cover en Incotec Cover.

### PRODUCT PERFORMANCE

Huidbescherming / Antidecubitus	
Herverdeling van druk	▲▲▲▲△
Vermindering schuifkrachten	▲▲▲▲△
Microklimaatbeheersing	▲▲▲▲△
Schok- en trildemping	▲▲▲▲△
Positioneren	
Laterale stabiliteit	▲▲▲▲△
Frontale stabiliteit	▲▲▲▲△
Beperkt onderuit schuiven	▲▲▲▲△
Manuele aanpassing mogelijk	N.v.t.
Uithoudingsvermogen verhogen	▲▲▲▲△
Onderhoud & Veiligheid	
Duurzaamheid	▲▲▲▲△
Betrouwbaarheid	▲▲▲▲△
Functiebehoud bij verkeerd gebruik	▲▲▲▲△
Makkelijk in onderhoud	▲▲▲▲▲
Hygiëne	▲▲▲▲△
Functionaliteit & Toepassing	
Comfort	▲▲▲▲△
Ultra lichtgewicht	▲▲▲▲△
Gemakkelijke transfers	▲▲▲▲△
Beschikbare maten	▲▲▲▲△
Maximum gebruikersgewicht	▲▲▲▲△

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dikte	6 cm
Gemiddeld gewicht	600 gram
Max. gebruikersgewicht	150 kg

### KUSSEN MATEN

- Standaard
- Niet beschikbaar

Inch	Breedte										
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CM	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
14	35										
15	38										
16	40										
17	43										
18	45										
19	48										
20	50										
21	53										
22	55										
23	58										
24	60										